

Intelligent verdampen

Dampbuis is eenvoudig los te koppelen van de aandrijving, waarmee glasbreuk wordt voorkomen en de kosten voor reserve onderdelen omlaag gaan.

Chemisch resistente **vacuüm afdichting** gaat jarenlang mee, en reduceert de kosten voor reserve onderdelen tot 75%.

De flens aan de condensorzijde van de aandrijving is vervaardigd uit **chemisch resistent PPS**, waardoor corrosie, onderhoud en kosten voor reserve onderdelen tot een minimum worden beperkt.

Veiligheidsbad schakelt uit als de temperatuur met 5°C wordt overschreden of droog valt.

Afneembaar bedieningspaneel biedt de mogelijkheid tot **veilige externe bediening** bij een gesloten zuurkast.

De metalen basisplaat zorgt voor stabiliteit van het waterbad.

De voedingskabel van het bad is conform beveiligingsklasse IP 67, om **corrosie en kortsluiting te voorkomen**.

Aparte AAN/UIT schakelaar voor de verwarming **voorkomt** onbedoelde **opwarming**.

Het 210°C verwarmingsbad, met veiligheidshandles en schenkvoorziening, is geschikt voor **5 liter kolven**.