

# salmenkippp

## Rotatieverdamp(er) X-5010



### OVERIGE KENMERKEN:

- » Motor lift zorgt ervoor dat de verdampingskolf automatisch omhoog gaat in geval van stroomstoring
- » Het 5L verwarmingsbad is instelbaar tot 180°C en heeft een veilige cut off van 220°C
- » Snelheidsinstellingen van 20 tot 280 rpm en interval werking
- » Ervaar het voordeel van de automatische proces timer die de X-5010 uitschakelt op het geprogrammeerde tijdstip en de verdampingskolf uit het bad omhoog haalt
- » Eenvoudig verwijderen van de verdampingskolf dankzij de 'ejector'

### Salm en Kipp Private Label

Salm en Kipp is voor u op zoek gegaan naar apparatuur met een aantrekkelijke prijs en van een kwaliteit waar wij met een gerust hart onze naam op durven te zetten.

salmenkippp

X-pert in laboratoriumapparatuur

## Specificaties

Rotatieverdamer X-5010			
Artikelnummer	SK611112220263	Verwarmingsvermogen [W]	1300
Kolven	1 liter	Afmetingen [ DxBxH] [mm]	465x457x583
Snelheidsbereik [rpm]	20-280	Gewicht [kg]	15
Display	LCD	Toegestane omgevingstemperatuur [°C]	5-40
Omkeerbare draairichting	Ja	Toegestane relatieve vochtigheid [%]	80
Verwarmingstemperatuur [°C]	Kamer temp.-180	Beschermingsklasse DIN EN60529	IP20
Instelnauwkeurigheid [°C]	±1	USB Interface	Ja
Lift	Motor	Voltage [VAC]	100-120/200-240
Slag [mm]	150	Frequentie [Hz]	50/60
Timer	Ja	Vermogen [W]	1400
Tijdssinstelling [min]	1-999	Motor type	Koolborstelloze DC-motor

## Accessoires

Verdampingskolf / NS 29/32	
Artikelnummer	Volume
SK189818300116	50mL
SK189818300117	100mL
SK189818300118	250mL
SK189818300119	500mL
SK189818300120	1000mL
SK189818300121	2000mL
SK189818300122	3000mL

Opvangkolf / KS 35/20	
Artikelnummer	Volume
SK189818300107	100mL
SK189818300108	250mL
SK189818300109	500mL
SK189818300110	1000mL
SK189818300111	2000mL

## Connector / NS 29/32



Artikelnummer	Size
SK189818300094	29/24
SK189818300095	29/19
SK189818300096	29/14



**Schuimbreker, 250mL, NS 29/32**  
Cat. No: SK189818300093



**Dampbuis**  
Cat. No: SK189818100998



**PTFE afdichting**  
Cat. No: SK189818100926

