

## B-461, polyester labels



flesjes en buisjes - polyester laboratorium labels

B461 en B488 brady etiket, etiketten ter identificatie van



Brady polyester laboratorium labels B461

- Identificatie van flesjes en buisjes
- Bijzonder geschikt voor cryo-vials en centrifugebuisjes
- Bestand tegen de temp. in lab vriezer, autoclaaf, en tegen vloeibaar stikstof

Waardering Nog niet gewaardeerd

**Prijs**

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Brady](#)

Omschrijving

### Brady's polyester laboratorium labels B461

**Deze labels zijn bijzonder geschikt voor de identificatie van cryo-vials en centrifugebuisjes.**

De labels zijn bestand tegen de temperaturen in een lab vriezer en autoclaaf, en tegen vloeibaar stikstof. De gegevens op het label blijven perfect leesbaar.

**B-461**

**Omstandigheden** Etiketten Vloeibare stikstof (-196°C), vriezer, autoclaaf, waterbad (100 °C)

**Gebruik** Buizen (vanaf 0,2 ml), cryo-vials, ampullen, objectglazen

**Kenmerken** Flinterdun en daarmee geschikt voor gebruik in bv centrifuges of warmteblokken; beschrijfbaar

**Inktilntserie** R4300