


## Lyolog documentatie software



Christ Lyolog documentatie software

- Eenvoudige tool om uw vriesdroogresultaten te monitoren
- Registreert tijdens vriesdroogcyclus de meeste belangrijke paramaters

WaarderingNog niet gewaardeerd

**Prijs**

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant[Christ](#)

Omschrijving

### Christ, Lyolog documentatiesoftware

**Een eenvoudige tool uw vriesdroogresultaten te monitoren en zekerheid te verkrijgen over het droogresultaat**

Deze software registreert gedurende een vriesdroogcyclus de meeste belangrijke paramaters zoals:

- ijscondensortemperatuur
- producttemperatuur
- plaattemperatuur en productweerstand

U heeft daarbij ook de mogelijkheid hebt om deze gegevens als een Excel- of pdf-bestand op te slaan.

#### **KENMERKEN**

- Grafische proces weergave

- Proces vastlegging
- Data export
- Data backup
- Online help systeem
- Martin Christ vriesdrogers met de LSC interface kunnen direct worden gekoppeld aan een PC of printer