

Desktop labelprinter BBP12



Printer BBP12 Brady



Brady laboratorium label printer BBP12

- Uitgebreid assortiment labels voor vriezer, vloeibare stikstof, chemicaliën, warm waterbad en histologische kleuring
- Stand alone of via pc en software
- Print labels tot 112 mm breed

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Brady](#)

Omschrijving

Brady, laboratorium label printer BBP12, 300 dpi

Print laboratorium labels tot 112 mm breed

De Brady BBP12 is een krachtige en compacte labelprinter met een zeer hoge printsnelheid. Stand alone of via pc & software.

Uitgebreid assortiment labels

Uitgebreid assortiment labels voor vriezer, vloeibare stikstof, chemicaliën, warm waterbad en histologische kleuring.

- Bedieningspaneel bovenop met LCD kleurenscherm
- Gebruiksvriendelijk lcd-kleurenscherm en intuïtieve software-interface

- Eenvoudige kalibratie en intuïtieve interface. kalibratiemenu: printklaar in 1-2-3
- Standaard ethernet aansluiting
- Stand-alone gebruik met universeel toetsenbord via USB 2.0

Duidelijk leesbaar

Bedrukken met de BBP12 is niet alleen duidelijker dan handgeschreven etiketten, maar u kunt ook veel meer informatie kwijt. De standaard printkwaliteit van 300 dpi maakt accurate positionering van afbeeldingen en barcodes op kleine labels mogelijk.

KENMERKEN

Dankzij zijn krachtige 32-bits processor en uitgebreid geheugen kan de printer tot 100 mm/sec printen. De printer ondersteunt de programmeertalen Zebra® en Eltron®, welke gelden als industriestandaard. Datum en tijdstip kunnen op uw labels worden geprint met de "Real time klok"-functie. Geleverd inclusief gratis externe rolhouder voor grotere labelrollen.

- Max. Labelbreedte: 122 mm
- Max. Printbreedte: 105,6 mm
- Kleur printen: Monochroom
- Printresolutie: 300 dpi
- Connectiviteit: Serieel, USB, Ethernet
- Ethernet: Ja
- Afmeting: Lengte 258 mm
- Afmeting: Breedte 202 mm
- Afmeting: Hoogte 173 mm
- Extra's: LCD scherm

APPLICATIE

▪ [Kies uw applicatie 2015.pdf](#)

Lees ook

<< [Etikettering gevaarlijke stoffen GHS labels](#) >>

<< [Akzonobel deventer registreert al haar research chemicaliën](#) >>