

Schudder, Vario Shaker WS10



Schudder Vario Shaker WS10, Bühler



Edmund Bühler kantelschudder

- Tot 10 kg

- 5 graden fix

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Bühler](#)

Omschrijving

Bühler, Vario Shaker WS10, kantelschudder

Geschikt tot gewicht van 10 kg

» Schudbeweging: kantelbeweging

- » Schudhoek: 5 graden fix
- » Schudsnelheid en tijd worden ingesteld met behulp van draaiknoppen met indeling

KENMERKEN

- Basisuitvoering inclusief schudplateau en rubber mat
- Geschikt tot gewicht van 10 kg
- Afmeting (bx dxh): 355 x 450 x 205 mm. Als optie is er een groter plateau van 340x500mm en een reksysteem verkrijgbaar
- Gewicht: 18,5 kg
- Verschillende opzetten, ook met meerdere verdiepingen