

## Microfluidizer, serie M700



Pilot/Productie vloeistof processor M700 Series Microfluidics



Microfluidics pilot/productie lab microfluidizer, serie M700

- Onder andere onmengbare vloeibare emulsies
- Biedt een constant niveau voor commerciële pilot en productie applicaties
- Leverbaar in 11.3kW, 18.7kW en 37.5kW uitvoeringen

Waardering Nog niet gewaardeerd

**Prijs**

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Microfluidics](#)

Omschrijving

### Microfluidics, pilot/productie laboratorium microfluidizer, serie M700

De laboratorium homogenisator biedt een constant niveau voor commerciële pilot en productie applicaties, voor o.a. farmaceutische en biotechnologische producten (die UCIP en SIP eisen), coatings, inkten, pigmenten, sealants etc.

Deze units zijn leverbaar in 11.3kW, 18.7kW en 37.5kW uitvoeringen.

De 37.5kW uitvoering is tevens leverbaar in een CP (constant pressure) versie.

De M700 serie is geïntegreerd in een RVS behuizing.

M-7125 en M-7250 modellen voor onmengbare vloeibare emulsies - vaste in vloeistof suspensies - submicron deeltjesgrootte reductie - deagglomeratie en dispersie gebruik

M-710 model voor stabiele vaste in vloeistof - dispersies - stabiele micro-emulsies - submicron deeltjes (Nano) - deagglomeratie gebruik

