

Kantelschudder TL10, 3D



Schudder 3D Buhler TL 10



Bühler 3D laboratorium schudder TL 10

- 10. 1-23 rpm

- Langzame en driedimensionale beweging

- Inclusief plateau en rubber mat

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Bühler](#)

Omschrijving

Bühler, 3D laboratorium schudder TL 10

Kantelschudder voor een langzame en driedimensionale beweging

- Basisuitvoering inclusief plateau en rubber mat
- 3 dimensionaal, schudhoek 0 - 9 graden
- Schudder belastbaar tot 10 kg
- Schudplateau 340 x 340 mm. Als optie is er een plateau van 340x500 mm en een reksysteem verkrijgbaar
- Schudsnelheid instelbaar middels draaiknop
- Tijd instelbaar tot 0-120 uur of continue