

Schudder KS15 (Control)



Schudder KS15, Bühler

Bühler schudder KS15

- Orbitaal- horizontaal
- Schudplateau 400x300mm
- In digitale uitvoering leverbaar

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Bühler](#)

Omschrijving

Bühler, laboratorium schudder KS15 (Control)

- Schudder met orbitale of horizontale schudbeweging
- Schudplateau 400x300mm
- Voor een robuuste heen-en-weergaande of rondgaande beweging

MODELLEN

Schudder **KS15A** voor rondgaande beweging en schudder **KS15B** voor heen-en-weergaande beweging (analoog)

» Beide modellen zijn ook in digitale uitvoering leverbaar (Control versie)

» 2 opzetsystemen leverbaar: met spanrollen of met variabele veerklemmen voor kolven of reageerbuisrekken.

KENMERKEN

- Belasting tot 15 kg
- Voltage: 230 V
- Afmeting (lxbxh): 510 x 490 x 150 mm
- Tijd instelbaar tot 120 minuten of continue
- Gewicht 22 kg
- Verschillende opzetten voor: Platbodemkolven; Erlenmeyers; Scheidtrechters; Cultuurflessen; petrischalen; incubatorkap TH 15; RS232 aansluiting



	Digitaal		Kg
KS 15 A		Orbitaal	15
KS 15 B		Horizontaal	
KS15A Control	Programmerbaar	Orbitaal	
KS15B Control	Programmerbaar	Horizontaal	