

Thermische analyser, CALVET PRO TG-DSC, DSC



SENSYS evo TG-DSC, DSC Thermische analyser tot -120 / 830°C - Setaram



Setaram, Calvet Pro TG-DSC, DSC Thermische analyser -120 / 830°C

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Setaram](#)

Omschrijving

Setaram thermische analyzer Calvet Pro TG-DSC, DSC

Een innovatieve reeks thermische analyzers (-120 / 830°C). Met 3D-Inside-technologie: DSC, hoge druk DSC, Robot DSC, TG-DSC-koppeling met gasanalysator. Een differentiële scanning-calorimeter met een onvergelykbare precisie dankzij de unieke 3D DSC-sensor en een perfecte thermogravimetrische analyse dankzij de uitstekende baseline van het TG-signaal a.g.v. de symmetrie van de microbalans.



CALVET PRO TG-DSC (simultane thermische analyse)

Een innovatieve reeks thermische analyzers (-120 / 830°C)



CALVET PRO DSC (differential scanning calorimetric)

Een innovatieve reeks thermische analyzers (-120 / 830°C)