

## Cryostaatbad, CB 18-40



Christ twee fasen, luchtgekoelde spinvriezer CB 18-40

- CFK-en H-CFK-vrij
- Heeft een ingebouwde waterkoelingcontroller
- Badtemperatuur ca. -40 graden

Waardering Nog niet gewaardeerd

**Prijs**

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Fabrikant [Christ](#)

Omschrijving

### Christ, luchtgekoelde spinvriezer

#### Cryostaatbad CB 18-40

- Twee fasen, luchtgekoelde spinvriezer
- CFK-en H-CFK-vrij en heeft een ingebouwde waterkoelingcontroller

#### **KENMERKEN**

- » Badtemperatuur ca. -40 graden
- » De unit is van roestvrijstaal
- » Geïntegreerde condensuitlaat

» Er is plaats voor 2 rotatiesystemen